


BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

Operační roušky a sety, sterilní

Všeobecná chirurgie


Laparotomická rouška s adhezivním okrajem a incizní fólií

Kód	101-116-S
Materiál	DS3
Rozměr (cm)	240 x 320
Otvor (cm)	25 x 30
Příslušenství	IF, AP




Laparotomická rouška vyztužená, s adhezivním okrajem a incizní fólií, pro krátkodobé zákroky

Kód	101-110-S
Materiál	2SBL
Rozměr (cm)	200 x 320
Výztuž (cm)	Vis28 100 x 150
Otvor (cm)	25 x 30
Příslušenství	IF, AP




Laparoskopická rouška vyztužená, s incizní fólií a návleky na končetiny

Kód	105-130-S
Materiál	SMS
Rozměr (cm)	260 x 280
Výztuž (cm)	DS2 80 x 150
Otvor (cm)	25 x 30
Příslušenství	IF, návleky



Laparoskopická rouška s incizní fólií, pro krátkodobé zákroky

Kód	101-207-S
Materiál	FS2
Rozměr (cm)	200 x 320
Otvor (cm)	25 x 30
Příslušenství	IF



Laparoskopická rouška s adhezivním otvorem, pro krátkodobé zákroky

Kód	101-208-S
Materiál	FS2
Rozměr (cm)	200 x 320
Otvor (cm)	25 x 30
Příslušenství	AP

