

# BARIÉROVÝ SYSTÉM PRO OPERAČNÍ SÁLY

## Operační roušky a sety, sterilní

### Porodnické a novorozenecké sety

Aplikují se v průběhu porodu a po něm, mohou sloužit i pro ošetření novorozence. Používání jednorázových prostředků snižuje riziko infekce jak pro ženu, tak pro novorozence. Sety mohou být upraveny na zakázku, dle požadavků odběratele.

Nejčastějšími komponenty v těchto setech jsou následující:

Prostěradlo	SB, 2SBL
Rouška	různé typy
Nepropustná ochranná zástěra	PE
Nepropustný návlek na rukáv	PE
Izotermická fólie	
Návleky na končetiny	SMS
Rouška na instrumentační stůl	FS2, 2SBL
Ochranný plášť	SB
Operační plášť PRIMA	SMS
Nástroje:	skalpel, nůžky ostré, pupečnicková svorka
Pupečnicková vazačka	
Břišní rouška	gáza, netkaná textilie
Absorpční plena	SANTEX
Absorpční ručník	Vis, PAP
Kompres	gáza, netkaná textilie
Bavlněná plena	
Hygienická vložka	
Stáčený tampon	gáza
Rukavice	latex



## Porodnické a novorozenecké sety

### Porodnický set 60550-44-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Balící rouška	FS2	75 x 80	1
Rouška na instrumentační stůl	2SBL	80 x 100	1
Absorpční ručník	VisS40	20 x 30	6
Pupečnicková vazačka		1 x 15	1
Pupečnicková svorka			2
Savý ručník	Spunlace	70 x 80	1
Savá plena Santex	celulóza	60 x 90	1
PE-zástěra bílá	PE	80 x 125	1
Operační rouška	2SBL	75 x 130	1

### Porodnický set 60550-52-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Rouška na instrumentační stůl	2SBL	80 x 100	1
Operační rouška	2SBL	75 x 130	1
Operační rukavice pudrované, pár	latex	vel. 8	2
PE-zástěra bílá	PE	80 x 125	2
Skalpel typ 11			1
Savý ručník	Vis40	20 x 30	2
Pupečnicková vazačka		1 x 15	3
Pupečnicková svorka			2
Hygienická vložka			2
Balící rouška	FS2	60 x 60	1
Operační rouška	2SBL	60 x 60	1
Izotermická fólie		70 x 90	1
Bavlněná plena		70 x 70	2
Odsávací katétr, 6ch			1

### Porodnický set 60550-57-S

Složení	Materiál	Rozměr (cm)	Ks
Balící rouška	FS2	75 x 80	1
Savá plena Santex	celulóza	60 x 90	1
Pupečnicková svorka			2
Nůžky ostré	nerezové	11,5	1
Vyšetřovací rukavice pudrované	latex	M	2
Vyšetřovací rukavice pudrované	latex	L	2
Pupečnicková vazačka		1 x 15	2
Břišní rouška	netkaná textilie	60 x 60	1
Kompres z gázy	gáza	10 x 10	10
Stáčený tampon	gáza	30 x 30	10